









Définitions des principaux pictogrammes des dispositifs médicaux (DM)





Identification / Traçabilité

	Référence catalogue du fabricant > Pour identifier le DM
	Numéro de lot du fabricant > Indispensable pour la traçabilité patient
	Numéro de série (un numéro par DM – pour identifier certains DM spécifiques)
	Fabricant du DM (accompagné du nom et de l'adresse du fabricant)
Ces informations sont nécessaires pour un signalement de matériovigilance	






Matériaux

	Présence de la substance « xxx » dans le dispositif
	Absence de la substance « xxx » dans le dispositif
	Présence de phtalates = PHT (perturbateurs endocriniens) accompagné du nom du phtalate (DEHP, BBP...) > A limiter pour les personnes à risque (enfants, femmes enceintes/allaitantes...)
	Présence de latex (caoutchouc naturel) > Vérifier l'absence d'allergie



Conservation

	Tenir à l'écart de la lumière du soleil ou d'autres sources lumineuses
	Fragile, à manipuler avec précaution
	Limites de température de stockage Ex : limites haute et basse indiquées, ici stockage réfrigéré entre 2 et 8 °C.
	Conserver au sec



Utilisation

	Date de péremption > A contrôler avant utilisation (si format AAAA-MM : utilisable jusqu'à la fin du mois indiqué)
	Ne pas réutiliser, usage unique : conçu pour une utilisation (ou une utilisation lors d'une procédure sur un seul patient)
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou ouvert > Vérifier l'intégrité de l'emballage avant l'utilisation
	Avertissement : précautions ou restrictions d'utilisation > Consulter la notice
	Consulter le manuel ou le mode d'emploi

Stérilité

	DM n'ayant pas été sujet à un procédé de stérilisation
	DM ne devant pas être re-stérilisé
	DM stérilisé à l'oxyde d'éthylène
	DM stérilisé par la chaleur
	DM stérilisé par irradiation

Fabrication / Réglementaire

	Date de fabrication du DM (AAAA/MM)
	Conforme aux Directives Européennes (marquage CE) avec numéro d'identification SGS (organisme notifié).