






Liste **non exhaustive** constituée à partir des données des fiches techniques et photos mises à disposition par les fournisseurs, merci de nous contacter si vous souhaitez compléter ce tableau

Dénomination	Fournisseur	Photo	Couleur de la valve	Couleur du corps	Flush	Débit maximal	Pression supportée	Volume résiduel	Durée maximale d'utilisation (fabricant)
Safsite® (4091000)	BBRAUN		Transparente	Transparent	Négatif	400 mL/min	Non précisé	0,12 mL	7 jours
Safeflow (409100H)	BBRAUN		Bleue	Transparent	Négatif (-0,02 mL)	NR	Non précisé	0,09 mL	7 jours
Q-Syte™ (385100)	BD		Transparente	Transparent	Négatif	525 mL/min	45 psi - 3 bar	0,16 mL	7 jours ou 100 connexions (maximum 24h si perfusion de PSL ou dérivés et produits lipidiques)
Smartsite® (2000E7D)	BD		Bleue	Transparent	Négatif	600 mL/min	325 psi - 22,4 bar	0,10 mL	7 jours ou 200 connexions
SwanLock (16.5267 (bleue) et 16.5273 (rouge))	Codan		Bleue	Transparent	Négatif (-0,02 mL)	NR	29 psi - 2 bars	0,09 mL	7 jours ou 140 connexions
Vadsite™ (898.03; 898.038)	YIGON		Transparente	Transparent	Négatif (-0,03 mL)	600mL/min	350 psi - 24 bars	0,07 mL	7 jours ou 360 connexions
One-Link (7N8399)	BAXTER		Transparente	Transparent	Neutre (< -0,01 mL)	600 mL/min	325 PSI - 22,4 bars	0,08 mL	7 jours ou 200 connexions
Neutrox™ (EL250)	BD		Transparente	Transparent	Neutre	600 mL/min	325 psi - 22,4 bar	0,12 mL	7 jours ou 400 connexions
Neutraclear™ (EL200)	CAIR LGL		Orange et transparente	Transparent	Neutre (-0,004 mL)	600 mL/min	325 PSI - 22,4 bars	0,049 mL	7 jours ou 600 connexions
VBD à flush neutre (VALBDDN)	DIDACTIC		Transparente	Transparent	Neutre (-0,008 mL)	100 mL/min	60 psi - 4,14 bar	0,044 mL	72h si VVC et 96 h si VVP ou 200 connexions
MicroClave™ Clear (011-MC100)	ICU Medical		Transparente	Transparent	Neutre (< -0,01 mL)	165 mL/min	Non précisé	0,05 mL	7 jours
Microclave® (011-C3300)	ICU Medical		Transparente	Bleu	Neutre (< -0,01 mL)	165 mL/min	Non précisé	0,05 mL	7 jours
NanoClave™ (011-A1000)	ICU Medical		Transparente	Transparent	Neutre (< -0,01 mL)	100 mL/min	Non précisé	0,02 mL	7 jours

Neutron® (011-NC100)	ICU Medical		Bleue	Transparent	Neutre (< -0,01 mL)	600 mL/min	Non précisé	0,06 mL	7 jours
Bionector™ (896.01; 896.02; 896.03)	VYGON		Blanc opaque	Verte foncé	Neutre (< -0,01 mL)	> 600 mL/min	350 psi - 24 bars	0,02mL	7 jours ou 360 connexions
Bionector S™ (896.21; 896.23)	VYGON		Orange	Opaque	Neutre (< -0,01 mL)	NR	350 psi - 24 bars	0,02mL	7 jours ou 360 connexions
Bionector™ TKO (838.01 E)	VYGON		Vert clair	Blanc	Neutre (< -0,01 mL)	600 mL/min	350psi - 24 bars	0,1 mL	7 jours ou 360 connexions
Caresite® (415122-01)	BBRAUN		Transparente	Transparent	Positif (0,03 mL)	900 mL/min	400 psi - 27,6 bars	0,2 mL	7 jours ou 1000 connexions
MaxZero™ (MZ1000)	BD		Bleue	Transparent	Positif (0,018 mL)	600 mL/min	325 psi - 22,4 bar	0,19 mL	7 jours ou 200 connexions
MaxPlus® Clear (MP1000C-0006)	BD		Bleue	Transparent	Positif (0,025 mL)	600 mL/min	325 psi - 22,4 bar	0,28 mL	7 jours ou 200 connexions