

Liste **non exhaustive** constituée à partir des données des fiches techniques et photos mises à disposition par les fournisseurs, merci de nous contacter si vous souhaitez compléter ce tableau

| Dénomination (Référence)                                  | Fournisseur | Photo   | Couleur de la valve        | Couleur du corps | Flush                         | Type                                   | Débit      | Pression supportée  | Volume résiduel | Durée maximale d'utilisation (fabricant)                             |
|---|-------------|---|----------------------------|------------------|-------------------------------|--|------------|---------------------|-----------------|--|
| <b>Safeflow®</b><br>(409100H)                             | BBRAUN      |    | Bleue                      | Transparent      | <b>Négatif</b><br>(-0,02 mL)  | Septum pré-fendu                       | 360 mL/min | 400 psi - 27,6 bars | 0,09 mL         | 7 jours  |
| <b>Safsite®</b><br>(4091000)                              | BBRAUN      |    | Transparente               | Transparent      | <b>Négatif</b>                | Septum pré-fendu                       | 400 mL/min | 45 psi - 3 bars     | 0,12 mL         | 7 jours  |
| <b>Smartsite™</b><br>(2000E7D)                            | BD          |    | Bleue                      | Transparent      | <b>Négatif</b>                | Compression de l'élément en élastomère | 129 mL/min | 325 psi - 22,4 bars | 0,11 mL         | 7 jours ou 200 connexions  |
| <b>SwanLock®</b><br>(16.5267 en bleu et 16.5273 en rouge) | Codan       |    | Bleue                      | Transparent      | <b>Négatif</b><br>(-0,02 mL)  | Septum pré-fendu                       | 150 mL/min | 29 psi - 2 bars     | 0,09 mL         | 7 jours ou 140 connexions  |
| <b>Vadsite™</b><br>(898.03)                               | Vygon       |    | Transparente               | Transparent      | <b>Négatif</b><br>(-0,03 mL)  | Septum pré-fendu                       | 170 mL/min | 350 psi - 24 bars   | 0,07 mL         | 7 jours ou 360 connexions  |
| <b>One-Link</b><br>(7N8399)                               | BAXTER      |    | Transparente               | Transparent      | <b>Neutre</b><br>(< -0,01 mL) | Mécanique                              | 109 mL/min | 325 psi - 22,4 bars | 0,08 mL         | 7 jours ou 200 connexions  |
| <b>Neutrox™</b><br>(EL250)                                | BD          |    | Orange et transparente     | Transparent      | <b>Neutre</b><br>(-0,004 mL)  | Compression de l'élément en élastomère | 80 mL/min  | 325 psi - 22,4 bars | 0,12 mL         | 7 jours ou 400 connexions  |
| <b>Q-Syte™</b><br>(385100)                                | BD          |    | Transparente               | Transparent      | <b>Neutre</b>                 | Septum pré-fendu                       | 525 mL/min | 45 psi - 3 bars     | 0,16 mL         | 7 jours ou 100 connexions  |
| <b>Neutraclear™</b><br>(EL200)                            | CAIR LGL    |    | Orange et transparente     | Transparent      | <b>Neutre</b><br>(-0,004 mL)  | Compression de l'élément en élastomère | 125 mL/min | 325 psi - 22,4 bars | 0,049 mL        | 7 jours ou 600 connexions  |
| <b>VBD à flush neutre</b><br>(VALBDDN)                    | DIDACTIC    |    | Transparente               | Transparent      | <b>Neutre</b><br>(-0,008 mL)  | Compression de l'élément en élastomère | 100 mL/min | 60 psi - 4,14 bars  | 0,044 mL        | 72h sur voie centrale et 96h sur voie périphérique ou 200 connexions |
| <b>Microclave®</b><br>(011-C3300)                         | ICU Medical |   | Transparente               | Bleu             | <b>Neutre</b><br>(< -0,01 mL) | Septum pré-fendu                       | 165 mL/min | 400 psi - 27,6 bars | 0,04 mL         | 7 jours  |
| <b>MicroClave™ Clear</b><br>(011-MC100)                   | ICU Medical |  | Transparente               | Transparent      | <b>Neutre</b><br>(< -0,01 mL) | Septum pré-fendu                       | 165 mL/min | 400 psi - 27,6 bars | 0,04 mL         | 7 jours  |
| <b>NanoClave™</b><br>(011-A1000)                          | ICU Medical |  | Transparente               | Transparent      | <b>Neutre</b><br>(< -0,01 mL) | Septum pré-fendu                       | 145 mL/min | Non précisé         | 0,02 mL         | 7 jours  |
| <b>Neutron®</b><br>(011-NC100)                            | ICU Medical |  | Bleue                      | Transparent      | <b>Neutre</b><br>(< -0,01 mL) | Septum pré-fendu                       | 100 mL/min | 350 psi - 24 bars   | 0,06 mL         | 7 jours  |
| <b>Bionector™</b><br>(896.03)                             | Vygon       |  | Vert foncé                 | Blanc            | <b>Neutre</b><br>(< -0,01 mL) | Septum pré-fendu                       | 105 mL/min | 350 psi - 24 bars   | 0,02 mL         | 7 jours ou 360 connexions  |
| <b>Bionector™ TKO</b><br>(838.01 E)                       | Vygon       |  | Vert clair et transparente | Blanc            | <b>Neutre</b><br>(< -0,01 mL) | Septum pré-fendu                       | 55 mL/min  | 350psi - 24 bars    | 0,1 mL          | 7 jours ou 360 connexions  |

| Dénomination (Référence)                | Fournisseur | Photo   | Couleur de la valve | Couleur du corps | Flush                        | Type                                   | Débit      | Pression supportée  | Volume résiduel | Durée maximale d'utilisation (fabricant) |
|---|-------------|---|---------------------|------------------|------------------------------|--|------------|---------------------|-----------------|--|
| <b>Caresite®</b><br>(415122-01)         | BBRAUN      |  | Transparente        | Transparent      | <b>Positif</b><br>(0,03 mL)  | Septum pré-fendu                       | 208 mL/min | 400 psi - 27,6 bars | 0,2 mL          | 7 jours ou 1 000 connexions              |
| <b>MaxPlus® Clear</b><br>(MP1000C-0006) | BD          |  | Bleue               | Transparent      | <b>Positif</b><br>(0,025 mL) | Compression de l'élément en élastomère | 183 mL/min | 325 PSI - 22,4 bars | 0,28 mL         | 7 jours ou 200 connexions                |
| <b>MaxZero™</b><br>(MZ1000)             | BD          |  | Bleue               | Transparent      | <b>Positif</b><br>(0,018 mL) | Compression de l'élément en élastomère | 143 mL/min | 325 PSI - 22,4 bars | 0,19 mL         | 7 jours ou 200 connexions                |
| <b>Autoflush™</b><br>(5897.01)          | Vygon       |  | Bleue               | Blanc            | <b>Positif</b><br>(0,03 mL)  | Mécanique                              | 200 mL/min | 350 psi - 24 bars   | 0,1 mL          | 7 jours ou 360 connexions                |