

CHARBON

SPOT EX® seringue 5 mL

Statut : dispositif médical stérile

BLACK EYE MARKER®

seringue 5 mL

Statut : dispositif médical stérile



INDICATION

Surveillance clinique et localisation chirurgicale en endoscopie gastro-intestinale

POSOLOGIE

Injection dans une bulle sous-muqueuse de sérum physiologique

- sur 2 à 4 zones à au moins 5 cm en aval de la lésion
- sur 1 zone sur le mur opposé de la lésion

ADMINISTRATION

Piquer à 45 degrés avec l'aiguille

INJECTION SOUS MUQUEUSE

- Visible jusqu'à 36 mois
- Aiguille d'injection de 23 ou 25 G et 4 mm de long maximum

Les informations de cette fiche ne sont pas exhaustives, se référer au RCP / notice de chaque produit pour plus de précisions

Sources : RCP / Notice ; Bien identifier les différents colorants "bleus" au bloc opératoire, OMÉDIT Centre-Val de Loire, juillet 2025 ; Risque d'hypersensibilité avec les colorants utilisés au bloc, ANSM, décembre 2025 ; Colorants tissulaires : utilisation chirurgicales et diagnostiques, Dossier du CNHIM, juin 2021 XLII 3